

Produktinformation

Pharma Wernigerode Kamillan® Mundspray Mit Panthenol

Dosierspray mit dem Extrakt aus Kamillenblüten und Schafgarbenkraut

Zur täglichen Pflege und Kräftigung sowie zum Schutz von Mundschleimhaut und Zahnfleisch. Für einen frischen Atem.

Ingredients:

Aqua, Alcohol, Sorbitol, Glycerin, Aroma, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, Panthenol, Achillea Millefolium Flower/Leaf/Stem Extract, Citric Acid, Ammonia, Limonene

Pharma Wernigerode Kamillan® Mundspray enthält die wertvollen Inhaltsstoffe der Kamille und Schafgarbe sowie Panthenol. Das Mund-Pflegespray erfrischt sofort und sorgt für angenehmen Atem. Täglich angewendet, pflegt und beruhigt Kamillan® Mundspray auch bei Reizungen im Mundraum. Für eine gesunde, ausgewogene Mundflora.

Kamille enthält antibakteriell wirksame Inhaltsstoffe, die die Mundschleimhaut schützen und kräftigen.

Schafgarbe enthält Gerbstoffe, die die Regeneration der Schleimhaut unterstützen.

Panthenol pflegt den Mundraum und stabilisiert außerdem das Feuchthaltevermögen der Schleimhaut. Gepflegte, gefestigte Schleimhaut kann äußeren Reizen besser standhalten.

Pharma Wernigerode Kamillan® Mundspray enthält keine Fluoride oder chemisch-synthetische Farbstoffe.

Hinweise zur Anwendung

Je nach Bedarf mehrmals täglich ca. 2 Sprühstöße in die Mundhöhle sprühen. Ausreichend für 150 Anwendungen. Sprüht ohne Treibgas und ist genau dosierbar. Nicht in die Augen sprühen!

Lagerhinweis

Enthält ca. 11,25 % Alkohol. Kindersicher aufbewahren. Vor Hitze schützen! Nur in Apotheken erhältlich.

Zur Anwendung des Sprühkopfes

Vor der ersten Anwendung bitte kurz vorpumpen, damit die Luft aus dem Pumpsystem entweichen kann.

Mit Hilfe der Spezialdüse kann auch gezielt auf diejenigen Bereiche von Mund, Gaumen oder Zahnfleisch gesprüht werden, die besonderer Pflege bedürfen.



ARISTO

Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlin

Tel.: +49 30 71094 4200

Fax: +49 30 71094 4250

e-mail: info@aristo-pharma.de

www.aristo-pharma.de

40022258/2
GI485000-02/DE/0318